

UT-8CC2013/C0



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买



获取更多信息请, 登录我司网站: www.sonostar.net

广州索诺星科技有限公司

生产基地: 广东省珠海市香洲区吉大水湾路31号
营销中心: 广州萝岗区科学城崖鹰石路27号C栋505
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.net Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



争创世界一流超声品牌!

触摸屏!



CE

U8

全数字触摸屏超声诊断仪

- 18.5寸彩色液晶触摸屏
- 全数字成像技术图像清晰
- 外观精美, 款式新颖, 双探头插座
- 计算机平台功能强大
- 可接普通USB激光和喷墨打印机
- 网络连DICOM接远程传输功能
- 硬盘和U盘超大容量图像与电影回放存储
- 3D(三维)成像功能(选配)
- 强大图文管理系统, 内置报告工作站, 丰富计测软件包
- 长线硅胶防水键盘



STORE

USB



UTouch-8型（简称U8型）超声诊断仪为行业中首款大屏幕、触摸屏操作的B超产品，其图像清晰、外观精美、功能强大、操作方便，深受用户的喜爱和业界的广泛关注。

基于计算机平台的系统使得其功能异常强大，包括内置了报告工作站、大容量存储、可接任意USB打印机等，另外在除了当成B超使用的同时，也可作为办公计算机之用。

标准配置：

- 主机 1台
- 宽频变频凸阵探头 1只
- 硅胶键盘 1个
- 计算机键盘和鼠标 1套

选配：

- 线阵探头、腔体探头、微凸探头、直肠探头
- 激光打印机、视频打印机
- 推车
- 电池

技术指标：

- 显示器：18.5寸液晶显示器
- 显示模式：B、B/B、4B、B+M、M
- 增益调节：手动8段TGC调节
- 探头频率：所有探头均为宽频、可变频，频率范围2.5MHz—10MHz
- 成像技术：全数字化波束形成器、连续动态聚焦及连续可变孔径、A/D采样通道数32路
- 应用类型选择功能：不同应用类型不同图像参数，直接选择调出合适参数，减少重复的图像调节工作量
- 系统设置功能：可设置操作语言、医院信息、应用类型（人用或兽用）、产科公式和数据、不同应用类型图像参数等
- 图像放大功能：具有10种放大倍率，在单B状态下，选取要检查的区域，对图像进行2种倍率的局部放大和画中画功能
- 电影回放：可设置为128/256/512/1024帧，先进的双向电影回放和逐帧回放，回放帧数可设置为64/128/256幅；
- 图像报告生成功能：内置报告工作站，并内置大量报告描述模板，可快速生成详细诊断报告
- 图像存储：内置存储盘机内可永久存储上万幅图像和大量电影回放文件，也支持U盘存储
- 图像管理功能：具有强大的存储图像、电影回放文件管理系统
- 体位标记：140种（不同应用类型显示不同体位标组）
- DICOM 3.0 接口支持以DICOM格式显示和传送图像
- 3D（三维）成像功能：重建三维功能（选配）
- 可外接USB激光/喷墨打印机，打印输出的图像或报告
- 软件升级：可通过U盘进行软件升级
- 外形尺寸：480x340x100mm
- 探头接口：2个
- 显示深度：最大250mm
- 焦点数量：4个，焦点数量、位置可调、间距可调
- 净重：6.5kg



无线手握鼠标可实现远距离操作